



Pflegebett Elbacare

- ✓ zentrale Feststellbremse
- ✓ vorprogrammierte Komfort-Position
- ✓ individuelle Designs der Bettenden
- ✓ Matratzenausgleich
- ✓ viele Individualisierungsmöglichkeiten

Das Pflegebett Elbacare vereint alle Anforderungen an Komfort, Ergonomie und Mobilität eines modernen Pflegebettes. Durch seine hohe Funktionalität und Vielfalt ansprechender Dekore eignet es sich besonders für den Einsatz in Seniorenheimen.



Rückenteil
0 – 70°



Fußteil
0 – 30°



Höhe
240 – 800 mm



Trendelenburg
inklusive

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche 90 x 200 cm mit verstellbaren Matratzenhaltern an Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 240 - 800 mm
- max. Patientengewicht 200 kg, sichere Arbeitslast 235 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 5 Positionen
- Trendelenburg / Antitrendelenburg Funktion
- 4x Laufrollen 100 mm, zentral feststellbar
- 35 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9-Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX4
- Matratzenausgleich: Rückzug der Rückenlehne um 76 mm

Optionen

- integrierte Bettverlängerung bis 20 cm
- Liegefläche 100 x 200 Verbreiterung
- verschiedene Dekore
- verschiedene Designs für Kopf- & Fußteil
- Seitengitteroptionen: geteiltes Aluminium-Seitengitter, geteiltes Stahl-Seitengitter, durchgehende Holzseitengitter 95 mm



Liegefläche
90 x 200 cm

Außenmaße
105 x 209 cm



Pflegebett Elbacare

Mögliche Dekore



Altmühlbuche



Weitere



Lindberg Eiche



Bella Noce Schoko

Zubehör für dieses Bett



Kopfteilpolster



Bettablett



Abstandshalter beidseitig verstellbar



Infusionsständer



Bettleuchte



Aufrichter mit Triangel-Handgriff



Seitengitterpolster



Unterbettleuchte



Allseitenrollen als Wandabweiser

Wir freuen uns auf Sie!



Abkürzung zur Produktseite

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie unsere Internetseite

tecfor-care.com

Wir beantworten gerne Ihre Fragen.