



## Freestyle

- ✓ einfache und schnelle Montage durch Einlegen in den Bettrahmen
- ✓ niedriges Design: 9 cm Gesamthöhe
- ✓ hohe Stabilität

Das komfortable und elektrisch verstellbare Freestyle Lattenrost zeichnet sich durch seine flache Aufbauhöhe von nur 9 cm aus. Das Freestyle ist für alle Bettrahmen geeignet.



Rückenteil  
0 - 70°



Fußteil  
0 - 30°

## Optionen

- kabellose Fernbedienung
- Matratzenhalterungen
- Stahl-Seitengitter
- Aufrichter
- einfache Verlängerung auf 210 cm oder 220 cm

## Standard-Ausstattung

- Komfort-Lattenrost mit 42 Holzfederleisten
- Liegefläche 90 x 200 cm
- max. Patientengewicht 135 kg, sichere Arbeitslast 185 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Gesamthöhe inkl. Motor: 9 cm
- 29 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Schutzklasse IPX4



## Wir freuen uns auf Sie!



Abkürzung zur Produktseite

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann besuchen Sie unsere Internetseite [tecfor-care.com](https://tecfor-care.com)

Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

### Liegefläche

80 x 200 cm  
90 x 200 cm  
100 x 200 cm  
120 x 200 cm  
140 x 200 cm

### Außenmaße

79 x 193,5 cm  
89 x 193,5 cm  
99 x 193,5 cm  
119 x 193,5 cm  
139 x 193,5 cm

1/2