



Ecofit S

Pflegebett

Standard-Ausführung



Ecofit S

Das Pflegebett Ecofit S ist speziell für die häusliche Pflege entwickelt. Seine hohe Funktionalität und Langlebigkeit macht es zum idealen Produkt in diesem Bereich.



Trendelenburg
optional



Rückenteil
0 - 70°



Höhe
385 - 810 mm



Fußteil
0 - 30°

Standard-Ausstattung

- 4-geteilte Stahlleisten-Liegefläche mit verstellbaren Matratzenhaltern an Kopf- und Fußteil
- elektrische Höhenverstellung 385-810 mm
- max. Patientengewicht 185 kg, sichere Arbeitslast 220 kg
- elektrisch verstellbare Rückenlehne bis 70° und Oberschenkellehne bis 30°
- Fußhochlagerung mechanisch verstellbar in 3 Positionen
- 4x Laufrollen 100 mm, einzel feststellbar
- durchgehende Holzseitengitter (115 x 23 mm)
- 24 Volt Spannungsversorgung für erhöhte Sicherheit
- Notabsenkung über 9-Volt-Batterie bei Stromausfall
- Handschalter mit Erstfehlersicherheit und Sperrfunktion
- Schutzklasse IPX 4
- Aufrichter mit Triangel-Handgriff bis 80 kg belastbar
- Einzelgewicht aller Komponenten unter 20 kg

Zubehör



verschiedene Seitengitter



viele weitere Zubehörartikel

- Bettverlängerung um 20 cm
- Handschalter mit Trendelenburg/ Antitrendelenburg Funktion
- verschiedene Dekore

Mehr Aufwertungs- und Individualisierungsmöglichkeiten im tecfor care Upgrade-Pfad erhältlich.

Optionen und Hilfsmittelnummern

Modell	Liegefläche	Außenmaße
Ecofit S 80	80 x 200 cm	91,5 x 212,5 cm
Ecofit S	90 x 200 cm	101,5 x 212,5 cm
Ecofit S 100	100 x 200 cm	111,5 x 212,5 cm
Ecofit S 120	120 x 200 cm	131,5 x 212,5 cm

Modell	HMV-Nr.	Pflege-HMV-Nr.
Ecofit S	19.40.01.3268	50.45.01.1306
Ecofit S 100	19.40.01.3040	50.45.01.1079